

Если одноразовая перчатка не подобрана по размеру, то от нее больше вреда и опасности, чем пользы. Будьте уверены, что вы выбрали правильный размер.



Disposable
Products

Размеры Перчаток

Чтобы помочь вам выбрать размер перчатки, мы создали небольшую удобную табличку. Однако следует помнить что с перчатками как и с обувью: есть общие размеры, но разные фасоны и крои от разных производителей сидят по разному.

Материал из которого изготовлена перчатка, толщина, эластичность, плотность текстуры - все это влияет на посадку перчатки и ощущения во время их использования в работе.

Измерение ширины ладони

Узнайте свой размер одноразовой перчатки воспользовавшись нижеприведенной таблицей.

Размер	Дюймы	См
XS	До $2\frac{7}{8}$	До 7.36
S	$2\frac{7}{8}$ – $3\frac{1}{4}$	7.36 - 8.32
M	$3\frac{1}{4}$ – $3\frac{1}{2}$	8.12 - 8.9
L	$3\frac{1}{2}$ – 4	8.9 - 10.16
XL	$3\frac{7}{8}$ – $4\frac{3}{8}$	9.9 - 11.18
XXL	$4\frac{3}{8}$ и более	11.18 и более

